






ຂັ້ນຕອນໃນການວັດແທກຄວາມສູງ

- ຕັ້ງແປ້ນວັດແທກຄວາມສູງເທິງໜ້າພຽງທີ່ແຂງໃຫ້ຕິດກັບຝາຫ້ອງ, ຈຸດ ແລະ ພື້ນພຽງ
- ຕ້ອງຕິດຕັ້ງແປ້ນວັດແທນໃຫ້ຖືກຕ້ອງແໜ່ງ ແລະ ທ່ຽງ
- ບົດເກັບເດັກນ້ອຍອອກ ແລະ ແປງຊິງຜົມໃຫ້ລຽບ
- ໃຫ້ເດັກນ້ອຍຍືນພຽງ, ເອົາຕີນຕິດເຂົ້າຫາກັນ ແລະ ຍືນເຮັດຂາຊື່ງ ເພື່ອເອົາສິ້ນໜ່ອງ, ບິແຄ່ງ ແລະ ລຳຕົວແນບຄິດກັບແປ້ນວັດແທກ.
- ບອກໃຫ້ເດັກເບິ່ງຊື່ໄປທາງໜ້າ (Frankfurt Plane)
- ເອົາແຜ່ນວັດແທກຫົວລົງໃສ່ເທິງຫົວຂອງເດັກ
- ອານຄ່າທັນທີ (ເສັ້ນລວງຂວາງ) ແລະ ບັນທຶກ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ø

ການບັນທຶກໂຕເລກ